

- De anbefolven mengverhouding voor cementeren bedraagt naar gewicht 3,8 delen poeder (ca. 1 afgestreken lepel) : 1 deel vloeistof (2 druppels). De lepel aan het plastic inzetstuk afstrijken, het poeder niet aandrukken.
- Poeder en vloeistof naast elkaar op een blok of een glasplaat doseren.
- De fles bij het doseren van de vloeistof verticaal houden. De doseertip moet vrij van ingedroogde vloeistof zijn.
- De flessen dienen na gebruik zorgvuldig gesloten te worden.

Een te dunne consistentie (te kleine dosisd poeder) kan tot pulpklachten leiden!

- Mengen**

Ketac Cem radiopaque bij 20-25°C/68-77°F kamertemperatuur verwerken.

 - Met een cementspatel van metaal of kunststof mengen.
 - De gehele dosis poeder in één keer aan de vloeistof toevoegen. Als regel zoveel poeder toevoegen dat er een smeuïge consistentie ontstaat.
 - De hoeveelheid voor een kroon dient nog net van de spatel af te druipen.
 - De pasta meerdere keren uilstrijken, totdat het mengsel homogeen is.

Applicatie

- Tijdens de applicatie en de uithardingsfase dient het werkteerein tegen contaminatie met water en speeksel beschermd te worden.
- Een dunne cementlaag op het te cementeren oppervlak van de restauratie en op de preparatie aanbrengen.
- Vervolgens de restauratie plaatsen.
 - Overvulling van de restauratie dient vermeden te worden. Hydrostatische druk in nauwsluitende restauraties kan tot pulpklachten leiden!

Tijden
Bij 23°C/73°F kamertemperatuur en 50% rel. luchtvochtigheid gelden de volgende tijden:

| | |
|---|---------|
| Mengen | min:sec |
| Verwerken incl. mengen | 1:00 |
| Uitharding vanaf het begin van het mengen | 3:30 |
| | 7:00 |

Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de verwerkings-tijd (bijv. mengen op een gekoelde glasplaat). Een grotere hoeveelheid poeder verkort eveneens de verwerkings-tijd. Het overschrijden van de verwerkings-tijd leidt tot een verminderde hechting aan glazuur en dentine.

Verwijderen van overmaat

- 7 min. na het begin van het mengen de overmaat met een Heidemann-spatel en/of een sonde verwijderen.

Na het bevestigen

- De sulcus van de behandelde elementen en de omliggende gebieden zorgvuldig controleren en evt. achtergebleven cementresten verwijderen. Dit is met name van belang bij het cementeren op implantaatbutments.

Bewaren en houdbaarheid

Het poeder tegen vocht beschermen.

Het product bewaren bij temperaturen tussen 15–25°C/59–77°F.

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.

Consumenteninformatie

Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie:

3M Deutschland GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M Deutschland GmbH BIEDT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, INCLUSIEF STILZVIGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M Deutschland GmbH reparatie of vervanging van het product van 3M Deutschland GmbH.

Beperkte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M Deutschland GmbH niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van de informatie: juli 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος

Το **Ketac™ Cem radiopaque** είναι μία υαλοϊονομερής κόνια που χρησιμοποιείται για την συγκόλληση οδοντικών εργασιών και αναμινύεται με το χέρι.

- Οι πληροφορίες χρήσης ενός προϊόντος πρέπει να φυλάγονται για όλη την διάρκεια της εφαρμογής του.

Υνδείξεις εφαρμογής

- Συγκόλληση ενθέτων, επενθών, στεφανών και γεφυρών που κατασκευάζονται από μέταλλο, με μεταλλικούς σκελετούς που κατασκευάζονται από κεραμικό υλικό υψηλής αντοχής ή σύνθετη ρητίνη, στο βαθμό που είναι κατάλληλα για συμβατική συγκόλληση
- Συγκόλληση στεφανών και γεφυρών που κατασκευάζονται από μέταλλο, με μεταλλικούς σκελετούς που κατασκευάζονται από κεραμικό υλικό υψηλής αντοχής ή σύνθετη ρητίνη, στο βαθμό που είναι κατάλληλα για συμβατική συγκόλληση σε σπηρίγματα εμφρτυμάτων
- Συγκόλληση αξόνων και βιδών που κατασκευάζονται από μέταλλο ή κεραμικό υλικό υψηλής αντοχής, στον βαθμό που είναι κατάλληλα για συμβατική συγκόλληση
- Συγκόλληση ορθοδοντικών δακτυλίων

Μέτρα ασφαλείας

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας 3M μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον δικτυακό τόπο www.mmm.com ή ερχόμενοι σε επαφή με την τοπική θυγατρική εταιρεία.

Προετοιμασία

- Για να εξασφαλίσετε την βέλτιστη πρόσφυση, καθαρίστε προσεκτικά τις επιφάνειες του οδόντος και της αποκατάστασης που θέλετε να συγκολλήσετε.
- Στεγνώστε την παρασκευή σε μόνο 2-3 σύνομα διαστήματα με ρεύμα αέρος που δεν περιέχει ίχνη νερού και λαδιού ή χρησιμοποιώντας πολυτίττα βμβάκος. Μην προβαίνετε σε υπέρμετρο στάνωμα!
 - Η **παρασκευή θα πρέπει να είναι τόσο ξηρή που μόλις να έχει θαμπί γυαλιστερή εμφάνιση**. Υπέρμετρο στάνωμα με πεπιεσμένο αέρα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πρόσφυση και αντίστοιχα να οδηγήσει μετά την τοποθέτηση της αποκατάστασης σε μετεγχειρητικές εισωθησίες.
- Οι επιφάνειες της αποκατάστασης θα πρέπει να στεγνώσουν καλά με πεπιεσμένο αέρα.
- Αποφύγετε την εκ νέου επιμόλυνση με σιέλο.

Προστασία πολτού

Μην τοποθετείτε την υαλοϊονομερή κόνια, π.χ. όταν πρόκειται για ένθετα, κατευθείαν σε οδοντίνη που βρίσκεται κοντά στον πολτό ή σε ανοικτό πολτό.

- Πριν την διαμόρφωση καλύψτε τις περιοχές γγύς του πολτού με ένα παρασκευάσμα υδροξειδίου του ασβεστίου σκληρής πήξης.

Δοσολογία

- Ανακινήστε τη φιάλη για να αναμίξετε τη σκόνη.
- Βιδώστε το σταγονόμετρο στη θέση του κατακτιού.
- Η προτεινόμενη αναλογία της ανάμιξης είναι κατά βάρος 3,8 μέρη σκόνης (περίπου 1 κοφτή κουταλιά) προς 1 μέρος υγρού (2 σταγόνες). Όταν γεμίζετε το κουτάλι με σκόνη, αφαιρέστε το πλεόνασμα περνώντας το κουτάλι με το πλαστικό εξάρτημα, μην συμπίεζετε τη σκόνη.
- Κατά την δοσολογία τοποθετήστε τη σκόνη και το υγρό το ένα δίπλα στο άλλο πάνω σε ένα μπλοκ ανάμιξης ή σε μια γυάλινη πλάκα. Κρατήστε όρθια τη φιάλη κατά την δοσολογία του υγρού. Το σταγονόμετρο πρέπει να είναι καθαρό από αποξηραμένο υγρό.
- Κλείστε προσεκτικά τις φιάλες μετά τη χρήση.

Ένα μίγμα πολύ αραιάς σύστασης (υποδοσολογία σκόνης) μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον πολτό!

Ανάμιξη

Η επεξεργασία του Ketac Cem radiopaque συνιστάται σε θερμοκρασία δωματίου στους 20–25°C/68–77°F βαθμούς.

- Αναμίξτε χρησιμοποιώντας μια μεταλλική ή πλαστική στάθη κόνιας.
- Προσθέστε τη συνολική δόση της σκόνης με μιας στο υγρό. Βασικά προσθέστε όση σκόνη είναι αναγκαία για να επιτύχετε μια παχύρρευστη σύσταση. Η ποσότητα που χρειάζεστε για μια στεφάνη πρέπει μόλις να στάζει από τη στάθη.
- Απλώστε την κόνια αρκετές φορές πάνω στο μπλοκ ανάμιξης μέχρι να αποκτήσει μια ομοιογενή σύσταση.

Εφαρμογή

Προστατέψτε το πεδίο εργασίας από τη διείσδυση νερού και σιέλου κατά την διάρκεια της εφαρμογής και της φάσης της πήξης.

- Επιτορώστε ένα λεπτό στρώμα κόνιας στην επιφάνεια της αποκατάστασης που θέλετε να συγκολλήσετε και της παρασκευής.

- Κατόπιον τοποθετήτε την αποκατάσταση.

- Να αποφεύγετε την υπερπλήρωση της αποκατάστασης. Η υδροστατική πίεση που συσσωρεύεται σε στενή εφάρμογή αποκαταστάσεων μπορεί να προκαλέσει ενόχληση του πολτού!

Χρόνος

Σε θερμοκρασία δωματίου στους 23°C/73°F βαθμούς οι σε 50% σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας ισχύουν οι εξής χρόνοι:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| | Λεπτά:δευτερόλεπτα |
| Ανάμιξη | 1:00 |
| Χρόνος εργασίας μαζί με ανάμιξη | 3:30 |
| Πήξη από την αρχή της ανάμιξης | 7:00 |

Υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν και χαμηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τον χρόνο εργασίας (π.χ. η ανάμιξη πάνω σε κρύα γυάλινη πλάκα). Μια μεγαλύτερη ποσότητα σκόνης μειώνει επίσης τον χρόνο εργασίας. Η υπέρβαση του χρόνου εργασίας προκαλεί την απώλεια του δεσμού σε αδραντική και οδοντίνη.

Αφαίρεση περιόσιας

- Αφαιρέστε τις περιόσιας 7 λεπτά μετά την έναρξη της ανάμιξης με μια στάθη Heidemann ή και με έναν ανιχνευτήρα.

Μετά την συγκόλληση

- Ελέγξτε σχολαστικά την ουλοδοντική σχισμή των θεραπευμένων οδοντιών και τις περιβάλλουσες περιοχές, απομακρύνοντας τυχόν υπολείμματα κόνιας που απέμειναν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την συγκόλληση σπτηρίγμάτων εμφρτυμάτων.

Αποθήκευση και διατήρηση

Προστατέψτε τη σκόνη από την υγρασία.

Να αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 15–25°C/ 59–77°F.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.

Πληροφόρηση πελατών

Κανένας δεν έχει άδεια να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγιών.

Εγγύηση

Η 3M Deutschland GmbH εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M Deutschland GmbH ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος και για την εφαρμογή του. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου της εγγύησης, η αποκλειστική σας αποκατάσταση και μοναδική υποχρέωση της 3M Deutschland GmbH θα είναι η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος 3M Deutschland GmbH.

Περιορισμός ευθύνης

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η 3M Deutschland GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύπτει από το παρόν προϊόν, είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπαγόμενη, ανεξάρτητα από τη διεκδικούμενη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, η αποκλειστική σας αποκατάσταση ή αντικειμενική ευθύνης.

Κατάσταση των πληροφοριών: Ιούλιος 2012

SVENSKA

Produktbeskrivning

Ketac™ Cem radiopaque är ett fastsättningscement, som rörs för hand.

- ☞ Spara bruksanvisningen så länge som produkten används.

Användningsområden

- Cementering av inlays, onlays, kronor och broar som är tillverkade av metall, med metallskelett, tillverkade av höghållfast keramik eller komposit, förutsatt att de är lämpliga för konventionell cementering
- Cementering av kronor och broar som är tillverkade av metall, med metall-skelett, tillverkade av höghållfast keramik eller komposit, förutsatt att de är lämpliga för konventionell cementering, på implantatdistanser
- Cementering av stift och skruvar som är tillverkade av metall eller höghållfast keramik, förutsatt att de är lämpliga för konventionell cementering
- Fastsättning av ortodontiska band

Försiktighetsåtgärder

3M säkerhetsdatablad kan beställas på www.mmm.com eller kontakta din lokala filial.

Förberedelser

- För att garantera en optimal vidhäftning ska tandytorna och restaurationen som ska cementeras rengöras noggrant.
- Torrblåstra preparationen i 1–2-3 korta tidsintervall med vatten- och oljefri luft eller torika med bomullsspeltts. Dehydrera inte!
 - Preparationen skall inte vara torrare än att ytan är matglänsande.** Överdriven torkning med tryckluft kan negativt påverka vidhäftningen eller medföra postoperativ känslighet efter insättande av restaurationen.
- Restaurationsens ytorna skall noggrant torkas med tryckluft.
- Undvik ytterligare kontaminering med saliv.

Pulpaskydd

- Lägg ut en glasjonomercementet, t.ex. vid inlays, direkt på pulpanära dentin eller på den örnade pulpan.
- Täck pulpanära områden före avtryckstagningen med ett fast stelnande kalciumhydroxid-preparat.

Dosering

- Skaka flaskan för att luckra upp pulvret.
- Skruva på droppdosseraren i stället för tillslutningsshatten.
- Det rekommenderade blandningsförhållandet för fastsättning uppgår till 3,8 vikttdelar pulver (ca. 1 struken sked) :1 del vatten (2 droppar). Stryk av skeden mot plastinnsatsen. Komprimera inte pulvret.
- Dosera pulver och vätska bredvid varandra på ett block eller på en glasplatta. Håll flaskan lodrätt när vätskan doseras. Droppdosseraren måste vara fri från intorkad vätska.
- Flaskorna skall tillslutas ordentligt efter användning.

En alltför tunn konsistens (pulver-underdosering) kan leda till pulpistiska besvär!

Ketac Cem radiopaque bearbetas vid 20–25°C/68–77°F rumstemperatur.

- Blanda ihop med en cementspatel av metall eller plast.
- För in hela pulvmängden i vätskan på en gång. Blanda principiellt in så mycket pulver att en tjockflytande konsistens erhålles. Mängden för en krona skall nått och jämnt kunna droppa ned från spateln.
- Stryk ut pastan flera gånger tills den får en homogen konsistens.

Applicering

- Skydda arbetsområdet mot vatten- och salivfiltråde under applicering och stelningsfas.
- Applicera ett tunt lager cement på restaurationsens ytan som ska cementeras och på preparationen.
- Sätt därefter fast restaurationen.
 - Undvik en överflynad av restaurationen. Hydrostatiskt tryck i tätt anliggande restaurationer kan leda till pulpistiska besvär!

Tider

Vid en rumstemperatur på 23°C/73 °F och 50 % rel. luftfuktighet gäller följande tider:

| | |
|---------------------------------|---------|
| Blandning | min:sek |
| Bearbetning inkl. blandning | 1:00 |
| Stelnande efter blandningsstart | 3:30 |
| | 7:00 |

Högre temperaturer förkortar, lägre temperaturer förlänger bearbetningstiden (t.ex. tillblandning på en kylid glasplatta). En större pulvmängd förkortar iklledes bearbetningstiden. Vid ett överskridande av bearbetningstiden förloras vidhäftningsförmågan på emalj och dentin.

Avlägsnande av överskott

- 7 minuter efter blandningsstart tas överskottet bort medelst en Heidemann-spatel och/eller en sond.

Efter fastsättningen

- Kontrollera de behandlade tändernas sulcus och de närliggande områdena noga; ta vid behov bort kvarblivna cementrester. Detta är särskilt viktigt vid cementering på implantatdistanser.

Förvaring och hållbarhet

Skydda pulvret mot fukt.

Produkten skall lagras vid temperaturer från 15–25 °C/59–77 °F. Bör inte användas efter förfallodatum.

Kundinformation

Ingen har tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den informa-tion som ges i detta instruktionsblad.

Garanti

3M Deutschland GmbH garanterar att denna produkt är fri från material och tillverkningsdefekter. 3M Deutschland GmbH UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER SÄLVBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra

produktens lämplighet till en specifik applikation. Om denna produkt visas vara defekt inom garantiperioden är kundens enda krav och 3M Deutschland GmbH:s enda åtagande att reparera eller byta ut produkten.

ANSVARSBEGRÄNSNING

I annat fall än då lag så föreskriver är 3M Deutschland GmbH inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig eller som konsekvens, oavsett av bedyrad teori, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet eller direkt ansvar.

Uppdaterad i: juli 2012

☎ SUOMI

Tuotekuvas

Ketac™ Cem radiopaque on käsin sekoitettava kiinnitysesementti.

- ☞ Säilytä kunkin tuotteen käyttöohje niin kauan kunnes se on käytetty loppuun.

Käyttöalueet

- Metallisten, metallirunkoisten, erikoislujasta keramiasta tai yhdistelmämuovista valmistettujen inlayden, onlayden, kruunuujen ja siltojen kiinnitykseen, mikäli ne soveltuvat tavanomaiseen sementointiin
- Metallisten, metallirunkoisten, erikoislujasta keramiasta tai yhdistelmämuovista valmistettujen kruunuujen ja siltojen kiinnitykseen, mikäli ne soveltuvat tavanomaiseen sementointiin ja implanttien abutmentteihin
- Metallisten tai erikoislujasta keramiasta valmistettujen nastojen ja ruuvien kiinnitykseen, mikäli ne soveltuvat tavanomaiseen sementointiin
- Ortodontisten renkaiden kiinnitys

Varoitoimenpiteet

3M materiaaliturvaväditötteet (MSDS) voidaan tilata osoitteesta www.mmm.com tai tytäryrityksestä.

Preparointi

- Puhdista hampaan ja restauraation sementoitavat pinnat huolellisesti materiaalin optimaalista kiinnitystä varten.
- Puustaa preparaatti kuivaksi vedetömällä ja öljyttömällä ilmalla vain 2–3 jhyellä puhalluksella tai pyyhi se kuivaksi vanupallolla. Älä ylikuivaa!
 - Preparaatin tulee olla juuri niin kuiva, että pinta näyttää mattamaisen kiiltävältä.** Liian voimakas kuivaus paineimalla voi vaikuttaa negatiivisesti kiinnittymiseen tai aiheuttaa arkuutta paikkauksen jälkeen.
- Kuivaa myös restauraation pinnat huolellisesti paineimalla.
- Vältä syljen aiheuttamaa kontaminaatiota.

Hammasytimen suojaus

- Älä pane lasi-ionomeerisementtiä esim. inlaytä kiinnitettäessä pulpan välittömässä läheisyydessä olevaan dentiniini tai paljastuneeseen pulpakudokseen.
- Suojaa pulpaa lähellä olevat alueet ennen jäljennöksen ottoa kovaksi kovettuvalla kalsiumhydroksidivalmisteeilla.

Annotus

- Ravista pulloa jauheen kuohkeuttamiseksi.
- Ruuvaa tippa-annostin sulkuulputan tilalle.
- Kiinnitykseen suositella sekoitusuhde on painon mukaan 3,8 osaa jauhetta (n.1 tasainen lusikallinen = 1:osa nestettä (2 tippaa). Tasoita lusikallinen muoviruuvituksen avulla painamatta jauhetta.
- Annostele jauhe ja neste vierekkiin sekoituslehtiöille tai lasilevyille. Pidä pullo pystysuorassa nestettä annostellessasi. Tippa-annostelunokassa ei saa olla kuivuneita nestejäljettä.

- Sulje pullo huolellisesti käytön jälkeen.

Liian nesteptoinen koostumus (liian vähän jauhetta) voi aiheuttaa pulpulitioireita!

Sekoitus

- Työstä Ketac Cem radiopaque huoneenlämmössä (20–25 °C/68–77 °F).
- Käytä sekoitukseen muovista tai metallista sementtilastaa.
- Sekoita koko jauheannos yhdellä kerralla nesteeseen. Käytä periaatteessa aina niin paljon jauhetta, että seos on sakeaa. Kruunun kiinnitykseen tarkoiteten seoksen tulisi vielä juuri tipahtaa lastalta.
- Levitä tahna useampaan kertaan levyille ja kaavi se taas kokoon kunnes sekoitus on tasaista.

Käyttö

- Suojaa työskentelyalue vedeltä ja syljeltä annostelun ja kovettumisen aikana.
- Levitä ohut sementtikerros restauraation sementoitavalle pinnalle ja preparaatile.
- Aseta sitten kruunu paikolleen.
 - Vältä restauraation yllänostelua. Hydrostaattinen paine voi aiheuttaa kipua pulpan alueella tuikkaan istuvilla restauraatioilla!

Ajat

Seuraavat ajat pätevät 23 °C/73 °F huoneenlämmössä, kun ilman suhteellinen kosteus on 50 %:

| | |
|---------------------------------|------|
| Sekoitus | 1:00 |
| Annostelu ja sekoitus | 3:30 |
| Kovettuminen sekoituksen alusta | 7:00 |

Korkeammat lämpötilat lyhentävät, alhaisemmat lämpötilat pidentävät työskentelyaikaa (esim. sekoituksen voi tehdä jäädytetyllä lasilevyllä). Jauheen määrän lisäys lyhentää samoin työskentelyajan. Työskentelyajan ylitys aiheuttaa sen, ettei sementti enää kiinnity kiilteeseen tai dentiniin.

Ylimäärän poisto

- 7 minuuttia sekoituksen alkamisajankohdasta voi sementtiylimäärän poistaa Heidemann-lastalla ja/tai sondilla.

Sementoinnin jälkeen

- Tarkista holdetin hampaan ientasku ja sitä ympäröivät alueet huolellisesti. Poista mahdolliset sementtiylimäärät. Tämä on erityisen tärkeää implanta-tjatkella sementtoitessa.

Varastointi ja säilyvyys

Suojaa jauhe kosteudelta. Säilytä tuotetta 15–25 °C lämpötilassa. Älä käytä tuotetta annettun viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Asiakastietoa

Kennelläkään ei ole oikeutta muuttaa näissä ohjeissa annettuja tietoja.

Takuu

3M Deutschland GmbH sitoutuu vaihtamaan valiillisiksi osoitetut tuotteensa uusiin.

3M Deutschland GmbH ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka suoraan tai välillisesti seuraavat tässä mainitun tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä. Käyttäjän tulee arvioida ennen tuotteen käyttöönottoa sen soveltuvuus käyttötarkoituksensa, ja hän on itse vastuussa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä.

Tietojen antoaika: Heinäkuu 2012

☎ DANSK

Produktbeskrivelse

Ketac™ Cem radiopaque er en rententionscement beregnet til håndrøring.

- ☞ Brugervejledningen til et givet produkt skal opbevares, så længe produktet er i brug.