

Supergel®

Alginato Material de impresión

Supergel® es un material elástico de alta calidad que se mezcla fácilmente para obtener una consistencia suave y cremosa.

Su lenta deshidratación y baja tensión superficial ofrecen reproducciones consistentes, precisas y libres de burbujas en cada uso. El agradable sabor a sasafrás, el flujo controlado, pesada consistencia y la disminución del reflejo nauseoso garantizan una mayor aceptación del paciente.

Sacuda el polvo girando la bolsa o agitándola antes de usarlo. Utilice agua a 72° F (23° C). Si necesita demorar el vaciado del modelo, envuelva un papel toalla húmeda alrededor de la impresión y guárdela en una bolsa plástica o un contenedor sellado.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Consistencia suave y cremosa
- Reproducciones sin burbujas
- Sabor a sasafrás
- Disminución del reflejo nauseoso

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Curado normal, lata – 1lb (454g)	#0921825
Curado rápido, lata – 1lb (454g)	Curado #0921826
Curado normal, bolsa – 1lb (454g)	#0921818
Curado rápido, bolsa – 1lb (454g)	#0921819